


## Symfony UV a ozonový sterilizér, dezinfekční box



### Pokyny

1. Vyměňte produkt a zapněte
2. Stisknutím a přidržením tlačítka po dobu 1 sekundy se zapne a spustí se hlasová výzva k zahájení dezinfekce.
3. Otevřete víko, vložte předmět, který chcete sterilizovat a zavřete.
4. Po 15 minutách je dezinfekce dokončena a ozve hlasová výzva.

Vyměňte produkt a připojte k napájení. Zapněte stiskem a přidržením tlačítka po dobu jedné sekundy. Vložte předmět určený k dezinfekci do dezinfekční komory a zavřete víko. Doba dezinfekce je 15 minut.

### Hlasová výzva

Stiskněte a přidržte tlačítko - Čínský/anglický hlas se automaticky přepne. Ozve se hlasová výzva a začne proces dezinfekce. Vložte předmět do dezinfekčního boxu. Po 3 sekundách se rozsvítí kontrolka dezinfekce. O deset minut později se ozve hlasová výzva a začne sekundární dezinfekce. UV lampa svítí ještě 5 minut a poté se ozve opět hlasová výzva a dezinfekce je u konce. Pokud je umístěn např. Mobilní telefon v bezdrátovém nabíjecím zařízení hlasová výzva upozorní na konec nabíjení.

### Sterilizace

Mobilní telefony, sluchátka, klíče, šperky, zubní kartáčky, kosmetické pomůcky atd.

### Specifikace

Vstup: DC 5V-2.1 A

Bezdrátové dobíjení: 5W

Antivirový způsob sterilizace: ultrafialové světlo a ozon / 99.9%

Doba automatické sterilizace: 15 minut

Ultrafialová vlnová délka: 253.7nm / 185nm

Životnost křemenné trubice: více než 1000 hodin

Výkon reproduktoru : 8W

Provozní teplota: 0 - 50 stupňů Celsia

Velikost produktu: 225 x 123 x 45 mm

Hmotnost: 700 g

Výrobky jsou certifikovány CE, RoHS, PSE, FCC, SGS.



**DOVOZCE**

**SERVATECH S. R. O.**

**ZÁBĚHLICKÁ 134/95**

**106 00 PRAHA 10**